



Безмаслянный компрессор ЕКОМ с отсасывающим агрегатом серии **DUO 2V** являются источниками чистого сжатого воздуха, не содержащего масляных капельных включений, который предназначен для приведения в действие зубоврачебных приборов и устройств, а также для создания пониженного давления в отсасывающем агрегате. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л и наличию отсасывающего агрегата, компрессор этого типа может обслуживать один или два стоматологических установок, которые оборудованы вытяжным блоком. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.

По своему дизайну компрессор этого типа являются очень удобным для применения непосредственно в зубоврачебном кабинете, органично вписываясь в их интерьер. .

- **DUO 2V** - от одной до двух стоматологических установок (компрессор DK50 2V с одним отсасывающим агрегатом).
- **DUO 2V/ M** - с осушителем ( с автомат. регенерацией).
- **DUO 2VT, DUO 2VT/M** - отсасывающее устройство управляет выключатель состава напряжением из модуля „Т“.

**На компрессор, не входящий в комплект стоматологической установки начисляется НДС 20%**