

□ **Ультразвуковая мойка** □ 1,3 Л.

Материал бака: нержавеющая сталь SUS304



Тепловая мощность: 50 Вт

Ультразвуковая мощность: 60 Вт

Частота: 42kHz

Источник питания: AC220V 60Hz

Емкость бака: 1,3 л

Установка времени: 1 - 30 минут (светодиодный цифровой дисплей)

Температура Окружение: 0-80 градусов по Цельсию

В комплекте корзина

Танк Размер: 6 "x 5 1/2" x 2 3/5 "(Д x Ш x В)

Ультразвуковой очиститель Размер: 7 "x 6 3/4" x 5 1/2 "(Д x Ш x В)

Ультразвуковая мойка 3 Л.

Материал бака: нержавеющая сталь SUS304



Тепловая мощность: 100 Вт

Ультразвуковая мощность: 120 Вт

Частота: 40кГц

Источник питания: AC220V 60Hz

Емкость бака: 3 л

Установка времени: 1 - 30 минут (светодиодный цифровой дисплей)

Температура Окружение: 0-80 градусов по Цельсию

В комплекте корзина

Танк Размер: 9 1/2 "× 5 1/2" × 4 "(Д × Ш × В)

Ультразвуковой очиститель Размер: 11 "× 7" × 8 1/2 "(Д × Ш × В)



