





добротой, прочностью и стабильностью характеристик обеспечивает высокую контрастность каждой упаковки, что позволяет получить четкие снимки даже в условиях ограниченного пространства.

Важным преимуществом является возможность использования в рентгеноаппаратах с частотой 70 кВ. Время экспозиции варьируется в зависимости от типа рентгеноаппарата и индивидуальной чувствительности пациента. Для получения оптимального результата рекомендуется использовать пленку в сочетании с контрастным веществом.


### НА НИЖНЕЙ

# DENTALFILM




Протолкните жидкость для активации процесса

Проявка и фиксация всего за 50 секунд



Тщательно промойте для достижения безупречной чёткости и устойчивости изображения



**НОВОСТЬ**

Рекомендована для высокочастотных (70 kV) рентген-аппаратов

# E-SPEED ERGONOM X

[www.dentalfilm.com](http://www.dentalfilm.com)